



DIRECTIVE 2014/31/UE
DIRECTIVE EN45501
DIRECTIVE 90/384/CEE
DIRECTIVE 93/68/CEE

S7200EU

EN Scale

Mechanical column scale with eye-level beam. Large anti-slip surface. 4 adjustable feet. Equipped with 2 castors. **With calibration certificate.**

FR Pèse-personne

Avec niveau a bouble. Plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables. Fourni avec 2 roulettes. **Avec certificat d'étalonnage.**

IT Bilancia

Con livella a bolla, ampia base con rivestimento antiscivolo. 4 piedini regolabili. Fornito con 2 ruote e **con certificato di calibrazione.**



DIRECTIVE 93/42/CEE

S7200HR

EN Scale

Mechanical column scale with eye-level beam. Large anti-slip surface. 4 adjustable feet. Equipped with 2 castors. Supplied with height rod.

FR Pèse-personne

Pèse-personne avec niveau a bouble. Plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables. Livré avec 2 roulettes et une toise télescopique.

IT Bilancia

Bilancia con livella a bolla, ampia base con rivestimento antiscivolo. Fornito con 4 piedini regolabili. 2 ruote e altimetro



DIRECTIVE 93/42/CEE

S7700HR

EN Scale

Mechanical column scale with large display and anti-slip surface. Equipped with 4 adjustable feet, 2 castors and height rod.

FR Pèse-personne

Pèse-personne mécanique. Plateau large à revêtement antidérapant. Fourni avec 4 pied réglables, 2 roulettes et toise.

IT Bilancia

Bilancia a colonna, ampia base con rivestimento antiscivolo. 4 piedini regolabili, 2 ruote e altimetro.

SCALE / PÈSE-PERSONNE / BILANCIA

Capacity	Capacité	Capacità
Graduation	Graduation	Graduazione
Platform	Plate-forme	Base
Accuracy class	Classe de précision	Classe di precisione

HEIGHT ROD / TOISE / ALTIMETRO

Range	Plage de mesure	Campo di misura
Graduation	Graduation	Graduazione

S7200EU

200 kg
0,1 kg
37 x 27 cm
III
-
-

S7200HR

200 kg
0,1 kg
37 x 27 cm
III
75-200 cm
1 mm

S7700HR

150 kg
0,5 kg
37 x 27 cm
III
85-210 cm
1 mm

**S7450****EN** Electronic wheel chair scale

Frame made of epoxy-coated steel. Seat in plastic, mounted on 4 castors Ø 7 cm, two with brake. Digital scale with LCD display. Dim.: 63 x 79 x 95 cm

FR Chaise pèse-personne digital

Bâti métallique, revêtement époxy. Siège en plastique, monté sur 4 roues Ø 7 cm, 2 avec frein. Pèse-personne digital avec écran LCD. Dim.: 63 x 79 x 95 cm

IT Sedia a rotelle con bilancia digitale

Struttura in acciaio verniciato. Sedile in plastica, montato su 4 ruote Ø 7 cm, 2 con freno. Bilancia pesapersona digitale con schermo LCD. Dim.: 63 x 79 x 95 cm

**S7350HR****EN** Scale

Digital scale with LCD display and height rod. Made of aluminium with steel base and large anti-slip surface.

FR Pèse-personne

Pèse-personne digital avec cadran LCD et toise. Structure en aluminium avec base en acier et plateau large à revêtement antidérapant.

IT Bilancia

Bilancia digitale con quadrante LCD. Struttura in alluminio con base in acciaio e ampia base antiscivolo. Fornita con altimetro

SCALE / PÈSE-PERSONNE / BILANCIA			S7450	S7350HR
Capacity	Capacité	Capacità	200 kg	200 kg
Graduation	Graduation	Graduazione	0,1 kg	0,1 kg
LCD display	Ecran LCD	Schermo LCD	96 x 30 mm	96 x 30 mm
Platform	Plate-forme	Base	-	28 x 32 x 4,5 H cm
Accuracy class	Classe de précision	Classe di precisione	III	III
HEIGHT ROD / TOISE / ALTIMETRO				
Range	Plage de mesure	Campo di misura	-	85-210 cm
Graduation	Graduation	Graduazione	-	1 m

**S758****EN** Scale

Chromed metal body.

Cap. 160 kg - Grad. 1 kg - Class III

FR Pèse-personne

Chassis en acier chromé

IT Bilancia

In acciaio cromato

**S759****EN** Scale

Metal body

Cap. 150 kg - Grad. 500g - Class III

FR Pèse-personne

Chassis en metal

IT Bilancia

Telaio in acciaio

**S7410****EN** Scale

Metal body

Cap. 130 kg - Grad. 1 kg - Class III

FR Pèse-personne

Chassis en metal.

IT Bilancia

Telaio in acciaio

**S225****EN** Height rod

With base. Range 85-210 cm
Grad. 1 mm

FR Toise

Avec base. Plage de mes. 85-210 cm Grad. 1 mm

IT Altimetro

Con base. Campo di misura 85-210 cm Grad. 1 mm

Dim.: 28x34x1 H cm

**S222F****EN** Height rod

Wall type. Range 92-203 cm
Grad. 1 mm

FR Toise

Murale. Plage de mes. 92-203 cm Grad. 1 mm

IT Altimetro

A Muro. Campo di mis. 92-203 cm Grad. 1 mm

**S208****EN** Height rod

Wall type.
Range 0-200 cm
Grad. 1 mm

FR Toise

Murale. Plage de mes. 0-200 cm Grad. 1 mm

IT Altimetro

A muro. Campo di mis. 0-200 cm Grad. 1 mm

**Z90012****EN** Tape

Tape measure
Range 0-200 cm
Grad. 1 mm

FR Mètre

Mètre ruban. Plage de mes. 0-200 cm Grad. 1 mm

IT Metro

Metro. Campo di mis. 0-200 cm Grad. 1 mm

**S210/F****EN** Height rod

Made of plastic. Range 0-100 cm
Graduation 5 mm

FR Toise télescopique

En plastique. Plage de mesure 0-100 cm. Graduation 5 mm

IT Altimetro

In plastica. Campo di misura 0-100 cm Grad. 5 mm

**S211/F****EN** Height rod

Made of aluminium
Range 0-80 cm
Graduation 2 mm

FR Toise télescopique

En aluminium. Plage de mesure 0-80 cm Graduation 2 mm

IT Altimetro

In alluminio. Campo di misura 0-80 cm Grad. 2 mm

**S209/F****EN** Height rod

Made of aluminium
Range 0-100 cm
Graduation 1 mm

FR Toise télescopique

En aluminium. Plage de mesure 0-100 cm Graduation 1 mm

IT Altimetro

In alluminio. Campo di misura 0-100 cm Grad. 1 mm

**S725****EN** Baby scale

Metal body and tray.

FR Pèse-bébé

Structure et plateau en métal.

IT Pesa bambini

Struttura e ripiano in metallo.

Capacity / Capacité / Capacità 20 kg
 Graduation / Graduation / Graduzione 10 g
 Tray dimension / Dim. du plateau / Dim. ripiano 57 x 30 cm

**S7250****EN** Baby scale

Metal body and plastic tray.

FR Pèse-bébé

Structure en métal et plateau en plastique.

IT Pesa bambini

Struttura in metallo e ripiano in plastica.

Capacity / Capacité / Capacità 16 kg
 Graduation / Graduation / Graduzione 10 g
 Tray dimension / Dim. du plateau / Dim. ripiano 55 x 25,5 cm
 Class / Classe / Classe III

**S7465****EN** Baby scale

With Stainless Steel tray.

FR Pèse-bébé

Plateau en acier inox.

IT Pesa bambini

Ripiano in acciaio inox.

Capacity / Capacité / Capacità 20 kg
 Graduation / Graduation / Graduzione 50 g / 10 kg
 100 g / 20 kg
 Tray dimension / Dim. du plateau / Dim. ripiano 52 x 29 x 5 cm

**S7550****EN** Baby scale

Digital baby scale with LCD display. Plastic body.

FR Pèse-bébé

Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique.

IT Pesa bambini

Pesa bambino digitale con schermo LCD. Struttura in plastica.

Capacity / Capacité / Capacità 30 g - 20 kg
 Graduation / Graduation / Graduzione 10 g
 Battery level / Ind.niveau de batterie / Liv. batteria •

**S7800****EN** Baby scale

Digital baby scale with LCD display. Plastic body.

FR Pèse-bébé

Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique.

IT Pesa bambini

Pesa bambino digitale con schermo LCD. Struttura in plastica.

Capacity / Capacité / Capacità 5 g - 20 kg
 Graduation / Graduation / Graduzione 5 g
 Battery level / Ind.niveau de batterie / Liv. batteria •

**S7800HR****EN** Baby scale

Digital baby scale with LCD display. Plastic structure. With integrated aluminium height rod.

FR Pèse-bébé

Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique. Avec toise en aluminium intégrée.

IT Pesa bambini

Pesa bambino digitale con schermo LCD. Struttura in plastica, con altimetro integrato.

Capacity / Capacité / Capacità 5 g - 20 kg
 Graduation / Graduation / Graduzione 5 g
 Battery level / Ind.niveau de batterie / Liv. batteria •
 Height rod / Toise / Altimetro
 Range / Plage de mesure / Campo di misura 0 - 70 cm
 Graduation / Graduation / Gradazione 1 mm

**S7850****EN** Swaddling table with scale

Changing table with wooden cabinet supplied with digital baby scale, integrated height rod and inner wooden shelf.

FR Table à langer avec pèse-bébé

Table à langer en bois avec cabinet, pèse-bébé digitale et toise intégré. Etagère interne en bois.

IT Fasciatoio con bilancia e altimetro

Mobile in legno con fasciatoio, bilancia digitale e altimetro integrato. L'interno è fornito con un ripiano in legno.

SCALE / PÈSE-PERSONNE/ BILANCIA

Capacity / Capacité / Capacità	30 kg / ~ 66 lb
Graduation / Graduation / Graduazione	10 g - 0,02 lb
LCD display / Ecran LCD / Schermo LCD	96 x 30 mm
Platform / Plate-forme / Base	110,5 x 58 cm
Accuracy class / Clas. de précision / Clas. di precisione	III

HEIGHT ROD / TOISE / ALTIMETRO

Range / Plage de mesure / Campo di misura	0 - 100 cm
Graduation / Graduation / Graduazione	1 mm

**M**

EU TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE CE ACCORDING
NAVID 2014/31 / EU
EN45501: 2015

S501

S502

S501**EN** Baby hanging scale

Epoxy painted steel frame. Chrome plated steel hooks. Max capacity 25 kg, graduation 100 g. With a pair of hanging trousers. Scale with CE certificate.

FR Pèse-bébé suspendu

Bâti métallique, revêtement époxy. Crochets en acier chromé. Portée max 25 kg graduation 100 g. Fourni avec une paire de culotte. Balance avec certificat CE.

IT Bilancia ad orologio per bambini

Struttura in metallo verniciato. Ganci in acciaio cromato. Portata max 25 kg graduazione 100 g. Fornito con un paio di culotte. Bilancia con certificato CE.

S502**EN** Baby hanging scale

Epoxy painted steel frame. Chrome plated steel hooks. Max capacity 5 kg, graduation 20 g. Hanging trousers NOT included

FR Pèse-bébé suspendue

Bâti métallique, revêtement époxy. Crochets en acier chromé. Portée max 5 kg, graduation 20 g. Culotte NON inclus

IT Bilancia ad orologio per bambini

Struttura in metallo verniciato. Ganci in acciaio cromato. Portata max 5 kg, graduazione 20 g. Culotte NON incluse

ON REQUEST / SUR DEMANDE / A RICHIESTA

S501.10 Hanging trousers / Culotte en Nylon / Culotte in nylon
S501.20 Carrying case in vinyl / Sacoche de transport en vinyle / Borsa per il trasporto in vinile
S501.30 Sling for hanging baby scale / Elingue pour pese-bebe suspendue / Imbragatura per bilancia
S501.40 Sling for hanging baby scale / Elingue pour pese-bebe suspendue / Imbragatura per bilancia



S501.10

S501.20

S501.30

S501.40

**EN Emergency**

Defibrillators
 Pulse-oxymeters
 Reanimation bags
 Masks
 Reanimation sets
 Guedel canulas
 Cushion masks
 Emergency mask
 Peep valves
 Laryngoscopes
 Intubation sets
 Resuscitation sets
 Emergency bags
 Cervical collars
 Quick splints
 Carrying cot
 Vacuum mattress
 Belts
 Head immobilizers
 Spinal immobilizer
 Sedan chair
 Foldable stretcher
 Spinal boards
 Automatic loading stretchers
 Scissors
 Mouth openers
 Diagnostic lamps
 Tourniquet
 Endo-tracheal tubes
 Portable oxygen cylinders
 First aid boxes

FR Premier secours

Défibrillateurs
 Oxymètres de pouls
 Insufflateurs
 Masques
 kit de reanimation
 Canules de Guédel
 Masques avec coussinet
 Masque d'urgence pour secouriste
 Valves peep
 Laryngoscopes
 Sets intubation
 Sets de réanimation
 Sacs d'urgence
 Colliers cervicaux
 Attelles
 Civière souple d'évacuation
 Matelas à dépression
 Ceintures
 Immobilisateurs de tête
 Atelle cervicothoracique
 Chaise d'évacuation
 Brancard pliable
 Plans durs
 Chariots brancards
 Ciseaux
 Ouvres bouches
 Lampes diagnostiques
 Garrot
 Tubes endo-trachéaux
 Bouteilles pour oxygénothérapie
 Trousses de secours

IT Emergenza

Defibrillatori	164
Pulsossimetri	167
Palloni di rianimazione	168
Maschere	168
Kit per rianimazione	168
Cannule di Guedel	170
Maschere con cuscinetto	170
Maschera d'emergenza	170
Valvole peep	170
Laringoscopi	171
Set per intubazione	173
Set per rianimazione	173
Borse di emergenza	175
Collari cervicali	176
Steccobende	177
Telo da trasporto	178
Materasso a depressione	178
Cinture	179
Fermacapi	179
Immobilizzatori spinali	179
Sedia portantina	180
Barella pieghevole	180
Tavola spinale	180
Barelle per ambulanza	181
Forbici	182
Apribocca	182
Lampade diagnostiche	182
Laccio emostatico	182
Tubi endotracheali	182
Bombole d'ossigeno	183
Kit di pronto soccorso	185